

ADARB2 Rabbit pAb

货号: B23118

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	80kDa
实测分子量	81KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-251MG,U-87MG
细胞定位	cytoplasm,nucleolus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 600-739 of human ADA RB2 (NP_061172.1).
序列	SHRMEGVGQLPASyrhnrllsgvSDAEARQPGKSPPFsMnWVGsADLEIINATTGRRSCGGPSRLCKHVLSARWARLYGRLSTRTPSPGDTPSMYCEAKLGAHTYQSVKQQLFKAFQKAGLGTWVRKPPEQQQFLLTL

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the double-stranded RNA adenosine deaminase family of RNA-editing enzymes and may play a regulatory role in RNA editing.
基因ID	105
基因名	ADARB2

Swiss	Q9NS39
别名	RED2; ADAR3

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn