

RHOT1/MIRO1 Rabbit pAb

货号: B24250

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:100 - 1:500 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	28kDa/66kDa/70kDa/71kDa/74kDa/75kDa/79kDa
实测分子量	75KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,K-562,Mouse brain,Mouse testis,Rat testis
细胞定位	mitochondrial outer membrane,mitochondrion
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of human RHOT1/MIRO1.
序列	

靶点信息

研究背景	Mitochondrial GTPase involved in mitochondrial trafficking. Probably involved in control of anterograde transport of mitochondria and their subcellular distribution.
基因ID	55288
基因名	RHOT1

Swiss	Q8IXI2
别名	RHOT1; ARHT1; MIRO-1; MIRO1; mitochondrial Rho GTPase 1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn