

ELAPOR1 Rabbit pAb

货号: B24256

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:100 - 1:500
理论分子量	101kDa/109kDa/110kDa/111kDa
实测分子量	140KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,U-937(negative)
细胞定位	extracellular exosome,Golgi apparatus,plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of human ELAPOR1.
序列	

靶点信息

研究背景	Expression of this gene is induced by estrogen and the encoded protein has been characterized as a trans membrane protein. The encoded protein has been found in to correlate with survival in certain carcinoma s (PMID: 21102415) and may be important for cellular response to stress (PMID: 21072319). Alternative s plicing results in multiple transcript variants.
基因ID	57535
基因名	KIAA1324

Swiss	Q6UXG2
别名	KIAA1324;EIG121

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn