

CD121a Rabbit pAb

货号: B24263

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	65kDa
实测分子量	90KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,Raji,NIH/3T3,Rat liver
细胞定位	external side of plasma membrane,extracellular region,plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of human CD121a.
序列	

靶点信息

研究背景	This gene encodes a cytokine receptor that belongs to the interleukin-1 receptor family. The encoded protein is a receptor for interleukin-1 alpha, interleukin-1 beta, and interleukin-1 receptor antagonist. It is an important mediator involved in many cytokine-induced immune and inflammatory responses. This gene is located in a cluster of related cytokine receptor genes on chromosome 2q12.
基因ID	3554
基因名	IL1R1

Swiss	P14778
别名	IL1R1;CD121A;D2S1473;IL-1R-alpha;IL1R;IL1RA;P80

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn