

POU4F1Rabbit pAb

货号: B24355

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IF/ICC
推荐浓度	IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	43KDa
实测分子量	43KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse lung,Rat lung
细胞定位	cytoplasm,nucleoplasm,nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant protein of human POU4F1.
序列	

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the POU-IV class of neural transcription factors. This protein is expressed in a subset of retinal ganglion cells and may be involved in the developing sensory nervous system. This protein may also promote the growth of cervical tumors. A translocation of this gene is associated with so me adult acute myeloid leukemias.
基因ID	5457
基因名	POU4F1

Swiss	Q01851
别名	BRN3A; RDC-1; ATITHS; Oct-T1; brn-3A

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn