

CD328 Rabbit pAb

货号: B24397

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	16kDa/41kDa/51kDa
实测分子量	70KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293F
细胞定位	plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of human CD328.
序列	

靶点信息

研究背景	Predicted to enable sialic acid binding activity. Predicted to be involved in cell adhesion. Predicted to be i ntegral component of plasma membrane. Predicted to be active in plasma membrane.
基因ID	27036
基因名	SIGLEC7
Swiss	Q9Y286

别名	p75; QA79; AIRM1; CD328; AIRM-1; CDw328; D-siglec; SIGLEC-7; SIGLECP2; SIGLEC19P; p75/AIRM1
----	---

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn