

MFAP5 Rabbit pAb

货号: B24400

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	20kDa
实测分子量	25KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U2OS,HeLa,Mouse heart,Rat heart
细胞定位	extracellular region
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of human MFAP5.
序列	

靶点信息

研究背景	This gene encodes a 25-kD microfibril-associated glycoprotein which is a component of microfibrils of the extracellular matrix. The encoded protein promotes attachment of cells to microfibrils via alpha-V-beta-3 integrin. Deficiency of this gene in mice results in neutropenia. Alternate splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
基因ID	8076
基因名	MFAP5

Swiss	Q13361
别名	AAT9; MP25; MAGP2; MAGP-2; MFAP-5

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn