

— ABLYBIO, Help Your Research



Rabbit Anti-Mouse IgG2a

货号: **B24444**

产品信息

| | |
|-------|--|
| 反应 | Mouse |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB |
| 推荐浓度 | WB: 1:10000 - 1:190000 |
| 理论分子量 | |
| 实测分子量 | 50-55KDa |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | NIH/3T3,Mouse spleen |
| 细胞定位 | |
| 纯化 | Affinity purification |

抗原信息

| | |
|------|---|
| 抗原信息 | Recombinant protein of human Rabbit Anti-Mouse IgG2a. |
|------|---|

靶点信息

| | |
|------|---|
| 研究背景 | |
| 基因ID | 无 |

| | |
|-------|--|
| 基因名 | Ighg |
| Swiss | P01863 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P01863/entry) |
| 别名 | Rabbit Anti-Mouse IgG2a,Ighg,Immunoglobulin heavy chain gamma polypeptide,IgG2a |

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)