

Rabbit Anti-Mouse IgG2b

货号: **B24469**

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:2000 - 1:9000
理论分子量	
实测分子量	50-55KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse spleen,Mouse plasma,NIH/3T3(Negative control)
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant protein of human Rabbit Anti-Mouse IgG2b.
序列	

靶点信息

研究背景	
基因ID	无
基因名	
Swiss	P01867-2
别名	

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn