

FPR2 Rabbit pAb

货号: B24642

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IF/ICC
推荐浓度	IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	39kDa
实测分子量	39kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant protein of human FPR2.
序列	

靶点信息

研究背景	Enables amyloid-beta binding activity; scavenger receptor binding activity; and signaling receptor activity . Involved in several processes, including cellular response to amyloid-beta; positive regulation of monocyte chemotaxis; and regulation of defense response. Located in cytoplasm and plasma membrane.
基因ID	2358
基因名	FPR2
Swiss	P25090

别名	ALX; ALXR; HM63; FMLPX; FPR2A; FPRH1; FPRH2; FPRL1; LXA4R; FMLP-R-II
----	--

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn