

Phospho-DNA-PKcs-S2056 Rabbit pAb

货号: B25254

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	465kDa/469kDa
实测分子量	469kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa
细胞定位	Nucleus,nucleolus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic phosphorylated peptide around S2056 of human DNA-PKcs (NP_008835.5).
序列	YSSQD

靶点信息

研究背景	This gene encodes the catalytic subunit of the DNA-dependent protein kinase (DNA-PK). It functions with the Ku70/Ku80 heterodimer protein in DNA double strand break repair and recombination. The protein encoded is a member of the PI3/PI4-kinase family.
基因ID	5591
基因名	PRKDC

Swiss	P78527
别名	PRKDC;DNA-PKcs;DNAPK;DNPK1;HYRC;HYRC1;IMD26;XRCC7;p350

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn