

SUGCT Rabbit pAb

货号: **B25263**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	43kDa/47kDa/48kDa/51kDa
实测分子量	48kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,Mouse liver,Rat kidney
细胞定位	Mitochondrion
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-250 of human SUGCT (NP_001180240.1).
序列	MPSETHAMLATLARVAALRRTCLFSGRGGGRGLWTGRPQSDMNNIKPLEGVKILDLTRVLAGPFATMNLGDLGAEVIKVE RPGAGDDTRTWGPPFVGTESTYYLSVNRNKKSIAVNIKDPKGVKIIKELAAVCDVFVENYVPGKLSAMGLGYEDIDEIAPHII YCSITGYGQTGPISQRAGYDAVASAVSGLMHITGPENGDPVRPGVAMTDLATGLYAYGAIMAGLIQKYKTGKGLFIDCNLL SSQVAC

靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein that is similar to members of the CaiB/baiF CoA-transferase protein family. Mutations in this gene are associated with glutaric aciduria type III. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	79783

基因名	SUGCT
Swiss	Q9HAC7
别名	SUGCT;C7orf10;DERP13;GA3;ORF19

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn