

SNX32 Rabbit pAb

货号: B25312

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	31kDa/46kDa
实测分子量	46kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Rat brain
细胞定位	cytosol,endosome
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 144-403 of human SNX3 2 (NP_689973.2).
序列	RLAAHPTLRRDHNFFVFLEYGQDLSVRGKNRKELLGGFLRNIVKSADREALITGMSGLKEVDFFFEHERTFLLEYHTRIRDAC LRADRVMAHKLCLADDYIPISAALSSLTQEVLNQLRTSFLKLAELFERLRKLEGRVASDEDLKLSMDLRYMRDSQAAKDL LYRRLRALADYENANKALDKARTRNREVRPAESHQQLCCQRFERLSDSAKQELMDFKSRRVSSFRKNLIELAELELKHAKA STLILRNTLVALKGEP

靶点信息

研究背景	May be involved in several stages of intracellular trafficking.
基因ID	254122

基因名	SNX32
Swiss	Q86XE0
别名	SNX32;SNX6B

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn