


γ-GT

货号: **B26841**



产品信息

生物活性	γ-GT(63699-78-5) is a substrate for γ-glutamyl transferase in biochemical test.
CAS	63699-78-5
中文名称	
分子量	328.28
体外研究	
体内研究	
形式	Solid
运输条件	Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
保存条件	4°C, sealed storage, away from moisture

溶解性	In Vitro: H₂O : ≥ 30 mg/mL (91.39 mM) *"≥" means soluble, but saturation unknown. 配制储备液 <table><tr><th>浓度</th><th>溶剂</th><th>体积质量</th><th>1 mg</th><th>5 mg</th><th>10 mg</th></tr><tr><td>1 mM</td><td>3.0462 mL</td><td>15.2309 mL</td><td>30.4618 mL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 mM</td><td>0.6092 mL</td><td>3.0462 mL</td><td>6.0924 mL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10 mM</td><td>0.3046 mL</td><td>1.5231 mL</td><td>3.0462 mL</td><td></td><td></td></tr></table> * 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液；一旦配成溶液，请分装保存，避免反复冻融造成的产品失效。 储备液的保存方式和期限：-80℃, 6 months; -20℃, 1 month (sealed storage, away from moisture)。-80℃ 储存时，请在 6 个月内使用，-20℃ 储存时，请在 1 个月内使用。 In Vivo: 请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液，再依次添加助溶剂： ——为保证实验结果的可靠性，澄清的储备液可以根据储存条件，适当保存；体内实验的工作液，建议您现用现配，当天使用； 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在您配制终溶液中的体积占比；如在配制过程中出现沉淀、析出现象，可以通过加热和/或超声的方式助溶 1. 请依序添加每种溶剂： PBS Solubility: 7.14 mg/mL (21.75 mM); Clear solution; Need ultrasonic *以上所有助溶剂都可在 MCE 网站选购。	浓度	溶剂	体积质量	1 mg	5 mg	10 mg	1 mM	3.0462 mL	15.2309 mL	30.4618 mL			5 mM	0.6092 mL	3.0462 mL	6.0924 mL			10 mM	0.3046 mL	1.5231 mL	3.0462 mL		
浓度	溶剂	体积质量	1 mg	5 mg	10 mg																				
1 mM	3.0462 mL	15.2309 mL	30.4618 mL																						
5 mM	0.6092 mL	3.0462 mL	6.0924 mL																						
10 mM	0.3046 mL	1.5231 mL	3.0462 mL																						
纯度	≥98.0%																								