

Topoisomerase II alpha Rabbit mAb

货号: B28434

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IP
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IP: 1:20 - 1:50
理论分子量	174kDa/177kDa/178kDa/182kDa
实测分子量	174kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,293T
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus,nucleoplasm
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Topoisomerase II alpha.
序列	NQARFILEKIDGKIIENKPKKELIKVLIQRGYSDPVKAWKEAQKVPDEEENEESDNEKETEKSDSVTDSGPTFNYLLDMP LWYLTKEKKDELCLRNE


靶点信息

研究背景	This gene encodes a DNA topoisomerase, an enzyme that controls and alters the topologic states of DNA during transcription. This nuclear enzyme is involved in processes such as chromosome condensation, chromatid separation, and the relief of torsional stress that occurs during DNA transcription and replication. It catalyzes the transient breaking and rejoining of two strands of duplex DNA which allows the strands to pass through one another, thus altering the topology of DNA. Two forms of this enzyme exist as likely products of a gene duplication event. The gene encoding this form, alpha, is localized to chromosome 17 and the beta gene is localized to chromosome 3. The gene encoding this enzyme functions as the target for several anticancer agents and a variety of mutations in this gene have been associated with the development of drug resistance. Reduced activity of this enzyme may also play a role in ataxia-telangiectasia.
基因ID	7153
基因名	TOP2A
Swiss	P11388
别名	TOP2A;TOP2;TP2A

产品验证



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer, using Topoisomerase II alpha Antibody.



Western blot analysis of Topoisomerase II alpha expressed in HeLa,293T using Topoisomerase II alpha Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn