

KIFC1 Rabbit mAb

货号: B28437

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC IP
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200 IP: 1:20 - 1:50
理论分子量	73kDa
实测分子量	74kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,HT-29,HeLa,A-549
细胞定位	Cytoplasm,Early endosome,Nucleus,centrosome,cytoskeleton,microtubule organizing center,spindle
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human KIFC1.
序列	MDPQRSPLLEVKGNIELKRPLIKAPSQLPLSGSRLKRRPDQMEDGLEPEKKRTRGLGATTKITTSHPRVPSLTTVPQTQGQT TAQKVSKKTGPRCSTAIATGLKNQKPVPVAVPVQKSGTSGVPPMAGGKKPSKRPAWDLKGQLCDLNAELKRCRERTQTLD QENQQLQDQLRDAQQVKALGTERTTLEHAKVQAQAEQGQQLKNLKRVLELEERLSTQEGLVQELQKKQVELQEE RRGLMSQLEE

靶点信息

研究背景	Minus end-directed microtubule-dependent motor required for bipolar spindle formation. May contribute to movement of early endocytic vesicles (By similarity. Regulates cilium formation and structure (By similarity.
------	--

基因ID	3833
基因名	KIFC1
Swiss	Q9BW19
别名	KIFC1;HSET;KNSL2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn