

NG2 Rabbit mAb

货号: B28531

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC FC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 FC: 1:20 - 1:50
理论分子量	250kDa
实测分子量	251kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,A375,Mouse heart,Rat brain,Rat heart
细胞定位	Apical cell membrane,Cell projection,Extracellular side,Single-pass type I membrane protein,Iamellipodium membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human NG2.
序列	LGAPLEGVLVEVLPAAIPLAQNFVPEGGSLTLAPLLRVSGPYFPTLLGLSLQVLEPPQHGAHQKEDGPQARTLSAFS WRMVEEQLRIVYHDGSETLTDSFVLMANASEMDRQSHPVAFVTVLPVNDQPPILTTNTGLQMWEGATAPIPAEALRSTD GDSGSEDLVYTIEQPSNGRVVLRGAPGTEVRSFTQAQLDGGVLVFSHRGTLDGGFRFRLSDG

靶点信息

研究背景	A human melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan plays a role in stabilizing cell-substratum interactions during early events of melanoma cell spreading on endothelial basement membranes. CSPG4 represents an integral membrane chondroitin sulfate proteoglycan expressed by human malignant melanoma cells.
------	---

基因ID	1464
基因名	CSPG4
Swiss	Q6UVK1
别名	CSPG4;HMW-MAA;MCSP;MCSPG;MEL-CSPG;MSK16;NG2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn