

AKT1/2 Rabbit mAb

货号: B28702

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC FC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200 FC: 1:20 - 1:50
理论分子量	56kDa
实测分子量	56kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	PC-12,PC-3,C2C12
细胞定位	ciliary basal body,cytoplasm,cytosol,microtubule cytoskeleton,mitochondrion,nucleoplasm,nucleus,plasma membrane,spindle
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human AKT1/2.
序列	SGLLKKDPKQRLGGGSEDAKEIMQHRFFAGIVWQHVEKKLSPPFKPQVTSETDTRYFDEEFTAQMITITPPDQDDSMECVDSERRPHFPQFSYASGTA

靶点信息

研究背景	
基因ID	207,208

基因名	AKT1,AKT2
Swiss	P31749/P31751
别名	

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn