

Insulin Receptor R Rabbit mAb

货号: B28789

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	143kDa
实测分子量	80kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Mouse liver,Mouse kidney,Rat kidney
细胞定位	Membrane,Single-pass type I membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Insulin Receptor R.
序列	AAGPLRLGGNSSDFEIQEDKVPREAVLSGLRHFTEYRIDIHACNHAHTVGCSAATFVFARTMPHREADGIPGKVAWEAS SKNSVLLRWLEPPDPNGLILKYEIKYRRLGEEATVLCVSRLRYAKFGGVHLALLPPGNYSARVRATSLAGNGSWTDSVAFYI LGPEEDAGGLH

靶点信息

研究背景	Receptor with tyrosine-protein kinase activity. Functions as a pH sensing receptor which is activated by in creased extracellular pH. Activates an intracellular signaling pathway that involves IRS1 and AKT1/PKB.
基因ID	3645

基因名	INSRR
Swiss	P14616
别名	INSRR;IRR

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn