

NCTR2 Rabbit mAb

货号: B28894

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	44kDa
实测分子量	44kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,Raji,THP-1
细胞定位	Cell membrane,Single-pass type I membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human NCTR2.
序列	MAWRALHPLLLLLLLFPGSQAQSKAQVLQSVAGQTLTVRCQYPPTGSLYEKKGWCKEASALVCIRLVTSKPRMTMAWTSR FTIWDDPDAGFFVTMTDLR

靶点信息

研究背景	Cytotoxicity-activating receptor that may contribute to the increased efficiency of activated natural killer (NK cells to mediate tumor cell lysis.
基因ID	9436
基因名	NCR2

Swiss	O95944
别名	NCR2; CD336; LY95; NK-p44; NKP44; dJ149M18.1; natural cytotoxicity triggering receptor 2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn