

GLUT3 Rabbit mAb

货号: B28952

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	53kDa
实测分子量	54kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2
细胞定位	Cell membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human GLUT3.
序列	ESPRFLLINRKEEENAKQILQRLWGTQDVSQDIQEMKDESARMSQEKQVTVLELFRVSSYRQPIIISIVLQLSQQ

靶点信息

研究背景	Facilitative glucose transporter that can also mediate the uptake of various other monosaccharides across the cell membrane. Mediates the uptake of glucose, 2-deoxyglucose, galactose, mannose, xylose and fructose, and probably also dehydroascorbate. Does not mediate fructose transport.
基因ID	6515
基因名	SLC2A3

Swiss	P11169
别名	SLC2A3;GLUT3

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn