

UFM1 Rabbit mAb

货号: B28953

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IP
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IP: 1:20 - 1:50
理论分子量	9kDa/10kDa
实测分子量	10kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse heart,Rat pancreas
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human UFM1.
序列	MSKVSFKITLTSDPRLPYKVLSPVESTPFTAVLKFAAEFEKVPAATSAIITNDGIGINPAQTA

靶点信息

研究背景	UFM1 is a ubiquitin-like protein that is conjugated to target proteins by E1-like activating enzyme UBA5 (UBE1DC1; MIM 610552) and E2-like conjugating enzyme UFC1 (MIM 610554) in a manner analogous to ubiquitylation (see UBE2M; MIM 603173) (Komatsu et al., 2004 [PubMed 15071506]).
基因ID	51569

基因名	UFM1
Swiss	P61960
别名	UFM1;BM-002;C13orf20

产品验证



Western blot analysis of UFM1 expressed in Mouse heart,Rat pancreas using UFM1 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn