

Nogo Receptor Rabbit mAb

货号: B28970

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IP: 1:20 - 1:50
理论分子量	50kDa
实测分子量	66kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	C6,Rat uterus
细胞定位	Cell membrane,GPI-anchor,Lipid-anchor
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Nogo Receptor.
序列	PDAADKASVLEPGRPASAGNALKGRVPPGDSPPGNGSGPRHINDSPFGTLPGSAEPPLTAVRPEGSEPPGFPT

靶点信息

研究背景	This gene encodes the receptor for reticulon 4, oligodendrocyte myelin glycoprotein and myelin-associated glycoprotein. This receptor mediates axonal growth inhibition and may play a role in regulating axonal regeneration and plasticity in the adult central nervous system.
基因ID	65078
基因名	RTN4R

Swiss	Q9BZR6
别名	RTN4R;NGR;NOGOR

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn