

# ALK Rabbit mAb

货号: B28973

产品信息

|       |                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Human,Mouse,Rat                                                                               |
| 宿主    | Rabbit                                                                                        |
| 克隆性   | Monoclonal                                                                                    |
| 预测反应  |                                                                                               |
| 应用    | IHC IF/ICC                                                                                    |
| 推荐浓度  | IHC: 1:50 - 1:200<br>IF/ICC: 1:50 - 1:200                                                     |
| 理论分子量 |                                                                                               |
| 实测分子量 | kDa                                                                                           |
| 形式    | Liquid                                                                                        |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                  |
| 阳性对照  |                                                                                               |
| 细胞定位  |                                                                                               |
| 纯化    | Affinity purification                                                                         |

抗原信息

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein corresponding to Human ALK. |
| 序列   |                                                        |

靶点信息

|       |               |
|-------|---------------|
| 研究背景  |               |
| 基因ID  |               |
| 基因名   |               |
| Swiss | P06748/Q9UM73 |

|    |  |
|----|--|
| 别名 |  |
|----|--|

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)