

ICOS Rabbit mAb

货号: B29052

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC FC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200 FC: 1:20 - 1:50
理论分子量	19kDa/22kDa
实测分子量	22kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,Mouse thymus,Mouse spleen,Rat thymus
细胞定位	Cell membrane,Secreted,Single-pass type I membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human ICOS.
序列	EINGSANYEMFIFHNGGVQILCKYPDIVQQFKMQLLKGGQILCDLTKTGSGNTVSIKSLKFCHSQLSNNSVSFFLYNLDHSHANYYFCNLSIFDPPPFKVTLTGGYLHIYESQLCCQLK

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene belongs to the CD28 and CTLA-4 cell-surface receptor family. It forms homodimers and plays an important role in cell-cell signaling, immune responses, and regulation of cell proliferation.
基因ID	29851

基因名	ICOS
Swiss	Q9Y6W8
别名	ICOS;AILIM;CD278;CVID1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn