

TRIB3 Rabbit mAb

货号: B29083

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	40kDa
实测分子量	40kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	K-562
细胞定位	cytosol,nucleoplasm,nucleus,plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human TRIB3.
序列	

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a putative protein kinase that is induced by the transcription factor NF- κ B. The encoded protein is a negative regulator of NF- κ B and can also sensitize cells to TNF- α and TRAIL-induced apoptosis. In addition, this protein can negatively regulate the cell survival serine-threonine kinase AKT1. Differential promoter usage and alternate splicing result in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2014]
基因ID	57761

基因名	TRIB3
Swiss	Q96RU7
别名	C20orf97; NIPK; SINK; SKIP3; TRB3

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn