

MC4 Receptor Rabbit mAb

货号: B29183

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	36kDa
实测分子量	37kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,PC-12,Mouse brain
细胞定位	Cell membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human MC4 Receptor.
序列	MVNSTHRGMHTSLHLWNRSSYRLHSNASESLGKGYSDDGGCYEQLFVSPEVFVTLGVISLLENILVIVIAIAKNKNLHSPMYF FICSLAVADMLVSVSNGSE

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a membrane-bound receptor and member of the melanocortin recept or family. The encoded protein interacts with adrenocorticotropic and MSH hormones and is mediated by G proteins. This is an intronless gene. Defects in this gene are a cause of autosomal dominant obesity.
基因ID	4160
基因名	MC4R

Swiss	P32245
别名	MC4R

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn