

TNS4 Rabbit mAb

货号: B29294

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	76kDa
实测分子量	90kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,U-87MG,22Rv1,MCF7
细胞定位	Cell junction,Cytoplasm,cytoskeleton,focal adhesion
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human TNS4.
序列	CPEPGSSPPQRTPGHQNSVQPGAASPSNPCPATRSNSQTLSDAPFTTCPEGPARDMQPTMKFVMDTSKYWFKPNITREQ AIELLRKEEPGAFVIRDSSSYRGSFGLALKVQEVPASAQSRPGEDSNDLIRHFLIESSAKGV

靶点信息

研究背景	May be involved in cell migration, cartilage development and in linking signal transduction pathways to the cytoskeleton (By similarity). May promote apoptosis, via its cleavage by caspase-3.
基因ID	84951
基因名	TNS4

Swiss	Q8IZW8
别名	TNS4;CTEN;PP14434;tensin-4

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn