

IP10 Rabbit mAb

货号: B29301

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	10kDa
实测分子量	10kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	THP-1
细胞定位	Secreted
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human IP10.
序列	

靶点信息

研究背景	This antimicrobial gene encodes a chemokine of the CXC subfamily and ligand for the receptor CXCR3. Binding of this protein to CXCR3 results in pleiotropic effects, including stimulation of monocytes, natural killer and T-cell migration, and modulation of adhesion molecule expression.
基因ID	3627
基因名	CXCL10

Swiss	P02778
别名	CXCL10;C7;IFI10;INP10;IP-10;SCYB10;crg-2;gIP-10;mob-1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn