

SLC6A1 / GAT1 Rabbit mAb

货号: B29308

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	67kDa
实测分子量	67kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse eye,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Cell membrane,Membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human SLC6A1 / GAT1.
序列	WSFFTPIIVAGVFIFSAVQMTPLTMGNYVFPKWGGVGWLMALSSMVLIPGYMAYMFLTLKGSCLKQRIQVMVQPSDIVR PENGPEQPQAGSSTSKEAYI

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a gamma-aminobutyric acid (GABA) transporter that localizes to the plasma membrane. The encoded protein removes GABA from the synaptic cleft, restoring it to presynaptic terminals.
基因ID	6529
基因名	SLC6A1

Swiss	P30531
别名	SLC6A1;GABATHG;GABATR;GAT1;MAE

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn