

GAB1 Rabbit mAb

货号: B29382

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC FC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200 FC: 1:20 - 1:50
理论分子量	76kDa/80kDa
实测分子量	76kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293
细胞定位	cell-cell junction,cytoplasm,cytosol
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human GAB1.
序列	VEYLD

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a member of the IRS1-like multisubstrate docking protein family. It is an important mediator of branching tubulogenesis and plays a central role in cellular growth response, tr ansformation and apoptosis. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	2549

基因名	GAB1
Swiss	Q13480
别名	GAB1;GRB2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn