

MAP3K4 Rabbit mAb

货号: B29385

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	177kDa/181kDa
实测分子量	190kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat testis
细胞定位	cytoplasm,perinuclear region of cytoplasm
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human MAP3K4.
序列	QRNNVGRPASRSNLKEKMNAPNQPPHKDTGKTVENVEEYSYQEKKIRAALRTTERDRKKNVQCSFMLDSVGGSLPKKSI PDVDLNKPYLSLGCSNAKLPV

靶点信息

研究背景	The central core of each mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway is a conserved cascade of 3 protein kinases: an activated MAPK kinase kinase (MAPKKK) phosphorylates and activates a specific MAPK kinase (MAPKK), which then activates a specific MAPK. While the ERK MAPKs are activated by mitogenic stimulation, the CSBP2 and JNK MAPKs are activated by environmental stresses such as osmotic shock, UV irradiation, wound stress, and inflammatory factors. This gene encodes a MAPKKK, the MEKK4 protein, also called MTK1. This protein contains a protein kinase catalytic domain at the C terminus. The N-terminal nonkinase domain may contain a regulatory domain. Expression of MEKK4 in mammalian cells activated the CSBP2 and JNK MAPK pathways, but not the ERK pathway. In vitro kinase studies indicated that recombinant MEKK4 can specifically phosphorylate and activate PRKMK6 and SERK1, MAPKKs that activate CSBP2 and JNK, respectively but cannot phosphorylate PRKMK1, an MAPKK that activates ERKs. MEKK4 is a major mediator of environmental stresses that activate the CSBP2 MAPK pathway, and a minor mediator of the JNK pathway. Several alternatively spliced transcripts encoding distinct isoforms have been described.
基因ID	4216
基因名	MAP3K4
Swiss	Q9Y6R4
别名	MAP3K4;MAPKKK4;MEKK 4;MEKK4;MTK1;PRO0412

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn