

TCF21 Rabbit mAb

货号: B29446

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP FC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IP: 1:20 - 1:50 FC: 1:20 - 1:50
理论分子量	20kDa
实测分子量	26kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,BxPC-3,A-431
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human TCF21.
序列	EFVTSNESTEESSNCENGSPQKGRGGLGKRRKAPTKKSPLSGVSQEGKQVQRNAANARERARMRVLSKAFS

靶点信息

研究背景	TCF21 encodes a transcription factor of the basic helix-loop-helix family. The TCF21 product is mesoderm specific, and expressed in embryonic epicardium, mesenchyme-derived tissues of lung, gut, gonad, and both mesenchymal and glomerular epithelial cells in the kidney. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
基因ID	6943

基因名	TCF21
Swiss	O43680
别名	POD1;bHLHa23;TCF21

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn