

MINA53 Rabbit mAb

货号: B29595

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	53kDa
实测分子量	53kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	BxPC-3,Mouse testis,Rat testis
细胞定位	cytosol,nucleolus,nucleoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human MINA53.
序列	LSTPGGKLPRLDSVVRLQFKDHIVLTVLPDQDQSDEAQEKMVYIYHSLKNSRETHMMGNEEETEFHGLRFPLSHLDALKQI WNSPAISVKDLKLTDEEKE

靶点信息

研究背景	MINA is a c-Myc (MYC; MIM 190080) target gene that may play a role in cell proliferation or regulation of cell growth. (Tsuneoka et al., 2002 [PubMed 12091391]; Zhang et al., 2005 [PubMed 15897898]).[supplied by OMIM, May 2008]
基因ID	84864

基因名	RIOX2
Swiss	Q8IUF8
别名	JMJD10; MDIG; MINA; MINA53; NO52; ROX

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn