

MAS1L Rabbit mAb

货号: B29602

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IP: 1:20 - 1:50
理论分子量	42kDa
实测分子量	37kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2
细胞定位	Cell membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human MAS1L.
序列	MVWGKICWFSQRAGWTVFAESQISLSCSLCLHSGDQEAQNPNLVSQLCGVFLQNETNETIHMQMMSMAVGQ

靶点信息

研究背景	Predicted to enable G protein-coupled receptor activity. Predicted to be involved in G protein-coupled receptor signaling pathway. Located in cytosol; nucleoplasm; and plasma membrane.
基因ID	116511
基因名	MAS1L

Swiss	P35410
别名	MAS1L;MAS-L;MRG;dj994E9.2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn