

CENPC Rabbit mAb

货号: B29603

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC IP FC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200 IP: 1:20 - 1:50 FC: 1:20 - 1:50
理论分子量	107kDa
实测分子量	107kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,Jurkat
细胞定位	cytosol,nuclear body,nucleoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human CENPC.
序列	VLDTSYALIGETVNNYRSTKYEMYSKNAEKPSRSKRTIKQKQRRKFMAKPAEEQLDVGQSKDENIHTSHITQDEFQRNSDR NMEEHEEMGNDVCVSKKQMPVGSKKSSTRKDKEESKKKRFSSSESKNKLVPPEEVTSTVTKS

靶点信息

研究背景	Centromere protein C 1 is a centromere autoantigen and a component of the inner kinetochore plate. The protein is required for maintaining proper kinetochore size and a timely transition to anaphase. A putativ e pseudogene exists on chromosome 12. [provided by RefSeq, Jul 2008]
------	--

基因ID	1060
基因名	CENPC
Swiss	Q03188
别名	CENP-C; CENPC1; MIF2; hcp-4

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn