

SAE1 Rabbit mAb

货号: B29621

产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC IP FC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200 IP: 1:20 - 1:50 FC: 1:20 - 1:50
理论分子量	29kDa/33kDa/38kDa
实测分子量	38kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,B cells,K-562,HT-29,LO2,NIH/3T3
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human SAE1.
序列	MVEKEEAGGGISEEEAAQYDRQIRLWGLEAQKRLRASRVLLVGLKGLGAEIAKNLILAGVKGLTMLDHEQVTPEDPGAQFL IRTGSVGRNRAEASLERAQNLNPMVDVKVDTEDIEKKPESFFTQFDAVCLTCCSRDVIVKVDQICHKNSIKFFTGDVFGYH GYTFANLGEHEFVEEKTkvakvsQGVEDGPDtkrakLDSSETTMVKKKVVFCpvKEALEVDWSSEKAKAALKRTTSDYFL LQVLLKFRTDKGRDPSSDTYEEDSELLLQIRNDVLDslGISPDLLPEDFVRYCFSEMAPVCAVVGgILAQEIVKALSQRDPP HNNFFFFDGMKGNGIVECLGPK

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	10055
基因名	SAE1
Swiss	Q9UBE0
别名	SAE1;AOS1;HSPC140;SUA1;UBLE1A

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn