

DNAJA4 Rabbit mAb

货号: B29635

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IP: 1:20 - 1:50
理论分子量	
实测分子量	45kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	THP-1,Mouse heart,Rat heart,Mouse brain
细胞定位	cytoplasm,cytosol
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human DNAJA4.
序列	

靶点信息

研究背景	Enables chaperone binding activity and unfolded protein binding activity. Involved in several processes, including negative regulation of endothelial cell migration; negative regulation of inclusion body assembly ; and protein refolding. Located in cytosol and membrane.
基因ID	55466
基因名	DNAJA4

Swiss	Q8WW22
别名	

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn