

Cytokeratin 6 Rabbit mAb

货号: B29647

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	60kDa
实测分子量	60kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	5637,A-431
细胞定位	cytosol,extracellular exosome
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Cytokeratin 6.
序列	YRKLEGEECRLNGEGVGQVNVSVVQSTISSGYGGASGVGSGLGLGGSSYSYGSLGIGGGFSSSSGRAIGGGLSSVG GGSSTIKYTTTSSSRKSYKH

靶点信息

研究背景	Keratins are intermediate filament proteins responsible for the structural integrity of epithelial cells and are subdivided into epithelial keratins and hair keratins. The type II keratins are clustered in a region of chromosome 12q13. [provided by RefSeq, Jul 2009]
基因ID	286887

基因名	KRT6C
Swiss	P48668
别名	K6E; KRT6E; PPKNEFD

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn