

# GTF2F2 Rabbit mAb

货号: B29673

产品信息

|       |                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Human,Mouse,Rat                                                                                                |
| 宿主    | Rabbit                                                                                                         |
| 克隆性   | Monoclonal                                                                                                     |
| 预测反应  |                                                                                                                |
| 应用    | WB IHC IF/ICC IP                                                                                               |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:2000<br><b>IHC:</b> 1:50 - 1:200<br><b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200<br><b>IP:</b> 1:20 - 1:50 |
| 理论分子量 | 28kDa                                                                                                          |
| 实测分子量 | 30kDa                                                                                                          |
| 形式    | Liquid                                                                                                         |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.                  |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                                   |
| 阳性对照  | HepG2,Mouse thymus,Mouse skeletal muscle                                                                       |
| 细胞定位  | Nucleus                                                                                                        |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                          |

抗原信息


|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein corresponding to Human GTF2F2.                                                                                                                                                                                                            |
| 序列   | MAERGELDTGAKQNTGVWLVKVPKYLSQQWAKASGRGEVVKLRIAKTQGRTEVSFTLNEDLANIHDIGGKPASVSAPR<br>EHPFVLQSVGGQTLTVFTESSDDKLSLEGIVVQRAECRPAASENYMRLKRLQIESSKPVRLSQQLDKVVTNNYKPVANHQ<br>YNIERYERKKKEDGKRARADKQHVLDMLFSAFEKHQYYNLKDLVDITKQPVVYLKEILKEIGVQNVKGIHKNTWELKPEYRHY<br>QGEEKSD |

靶点信息

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 研究背景 | TFIIIF is a general transcription initiation factor that binds to RNA polymerase II and helps to recruit it to the initiation complex in collaboration with TFIIIB. It promotes transcription elongation. This subunit shows ATP-dependent DNA-helicase activity. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 基因ID  | 2963                          |
| 基因名   | GTF2F2                        |
| Swiss | P13984                        |
| 别名    | GTF2F2;BTF4;RAP30;TF2F2;TFIIF |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)