

HNF-4-alpha Rabbit mAb

货号: B29687

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IP CHIP
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IP: 1:20 - 1:50 CHIP: 1:20 - 1:50
理论分子量	
实测分子量	53kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to mouse HNF-4-alpha.
序列	

靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	

Swiss	P49698(抗原,mouse),P41235(human)
别名	

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn