

FRAT1 Rabbit mAb

货号: B29773

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	29kDa
实测分子量	29kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse thymus,Mouse spleen,Rat testis,Rat spleen
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human FRAT1.
序列	HRLLQQLVLSGNLIKEAVRRLHSRRLQLRAKLPQRPLLGPLSAPVHEPPSPRSPRAACSDPGASGRAQLRTGDGVLVPGS

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene belongs to the GSK-3-binding protein family. The protein inhibits GSK-3-mediated phosphorylation of beta-catenin and positively regulates the Wnt signaling pathway. It may function in tumor progression and in lymphomagenesis.
基因ID	10023
基因名	FRAT1

Swiss	Q92837
别名	FRAT1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn