

MBD1 Rabbit mAb

货号: B29791

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC IP
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200 IP: 1:20 - 1:50
理论分子量	
实测分子量	67kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa cells, Jurkat cells
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human MBD1.
序列	

靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	

Swiss	Q9UIS9
别名	

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn