

# Adiponectin Rabbit mAb

货号: B29898

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	26kDa
实测分子量	30kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	K-562,Human plasma,Mouse plasma
细胞定位	Secreted
纯化	Affinity purification

## 抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Adiponectin.
序列	

## 靶点信息

研究背景	This gene is expressed in adipose tissue exclusively. It encodes a protein with similarity to collagens X and d VIII and complement factor C1q. The encoded protein circulates in the plasma and is involved with metabolic and hormonal processes. Mutations in this gene are associated with adiponectin deficiency. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified.
基因ID	9370
基因名	ADIPOQ

Swiss	Q15848
别名	ADIPOQ;ACDC;ACRP30;ADIPQTL1;ADPN;APM-1;APM1;GBP28

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)