

# DUSP6 Rabbit mAb

货号: B29951

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC IP FC
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IP:</b> 1:20 - 1:50 <b>FC:</b> 1:20 - 1:50
理论分子量	26kDa/42kDa
实测分子量	42kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT-29,293T
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human DUSP6.
序列	TVTVAYLMQKLNLSMNDAYDIVKMKKSNISPNFNFMGQLLDFERTLGLSSPCDNRVPAQQLYFTTPSNQNVYQVDSLQST


靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a member of the dual specificity protein phosphatase subfamily. These phosphatases inactivate their target kinases by dephosphorylating both the phosphoserine/threonine and phosphotyrosine residues. They negatively regulate members of the mitogen-activated protein (MAP) kinase superfamily (MAPK/ERK, SAPK/JNK, p38), which are associated with cellular proliferation and differentiation. Different members of the family of dual specificity phosphatases show distinct substrate specificities for various MAP kinases, different tissue distribution and subcellular localization, and different modes of inducibility of their expression by extracellular stimuli. This gene product inactivates ERK2, is expressed in a variety of tissues with the highest levels in heart and pancreas, and unlike most other members of this family, is localized in the cytoplasm. Mutations in this gene have been associated with congenital hypogonadotropic hypogonadism. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
基因ID	1848
基因名	DUSP6
Swiss	Q16828
别名	DUSP6;HH19;MKP3;PYST1

产品验证



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human thyroid, using DUSP6 Antibody.



Western blot analysis of DUSP6 expressed in HT-29,293T using DUSP6 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)