

FANCD2 Rabbit mAb

货号: B30012

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC IP
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200 IP: 1:20 - 1:50
理论分子量	166kDa
实测分子量	166kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	K-562,HeLa,A-549,C6,Mouse testis
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human FANCD2.
序列	ISIAPENLQHDIITSLPEILGDSQHADVKGELSDLLIENTSLTPILDVLSSLRLDPNFLKVRQLVMDKLSSIRLEDLPVVIKFILH SVTAMDTLEWISE


靶点信息

研究背景	The Fanconi anemia complementation group (FANC) currently includes FANCA, FANCB, FANCC, FANCD1 (also called BRCA2), FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCI (also called BRIP1), FANCL, FANCM and FANCN (also called PALB2). The previously defined group FANCH is the same as FANCA. Fanconi anemia is a genetically heterogeneous recessive disorder characterized by cytogenetic instability, hypersensitivity to DNA crosslinking agents, increased chromosomal breakage, and defective DNA repair. The members of the Fanconi anemia complementation group do not share sequence similarity; they are related by their assembly into a common nuclear protein complex. This gene encodes the protein for complementation group D2. This protein is monoubiquitinated in response to DNA damage, resulting in its localization to nuclear foci with other proteins (BRCA1 AND BRCA2) involved in homology-directed DNA repair. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Feb 2016]
基因ID	2177
基因名	FANCD2
Swiss	Q9BXW9
别名	FA4;FAD;FACD;FAD2;FA-D2;FANCD;FANCD2

产品验证



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human spleen, using FANCD2 Antibody.



Western blot analysis of FANCD2 expressed in Mouse testis,K-562,HeLa using FANCD2 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins : 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn