

Phospho-Histone H1.4 (T17) Rabbit mAb

货号: B30028

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	30kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Phospho-Histone H1.4 (T17) .
序列	

靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	
Swiss	P10412/P16402

别名	
----	--

产品验证



Western blot analysis of Phospho-Histone H1.4 (T17) expressed in human kidney cancer,mouse heart,rat testis using Phospho-Histone H1.4 (T17) Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn