

ENTPD5 Rabbit mAb

货号: B30090

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	47kDa
实测分子量	47kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse liver,Rat liver,Rat kidney
细胞定位	endoplasmic reticulum,extracellular region,extracellular space
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human ENTPD5.
序列	FEPCYAEVLRVVRGKLHQPEEVQRGSFYAFSYYYDRAVDTDMIDYEKGGILKVEDFERKAREVCDNLENFTSGSPFLCMDL SYITALLKDGFGFADSTVLQ

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is similar to E-type nucleotidases (NTPases)/ecto-ATPase/apyrases. NTP ases, such as CD39, mediate catabolism of extracellular nucleotides. ENTPD5 contains 4 apyrase-conserv ed regions which is characteristic of NTPases. [provided by RefSeq, Jan 2009]
基因ID	957
基因名	ENTPD5

Swiss	O75356
别名	CD39L4; NTPDase-5; PCPH

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn