

ZNRF2 Rabbit mAb

货号: B30117

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	24kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	rat brain tissue, mouse brain tissue, mouse testis tissue, mouse kidney tissue
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human ZNRF2.
序列	

靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	
Swiss	Q8NHG8

别名	
----	--

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn