

Homer1 Rabbit mAb

货号: B30146

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IP
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IP: 1:20 - 1:50
理论分子量	19kDa/25kDa/40kDa
实测分子量	45kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,Rat skeletal muscle
细胞定位	Cell junction,Cytoplasm,postsynaptic cell membrane,postsynaptic density,synapse
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Homer1.
序列	

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the homer family of dendritic proteins. Members of this family regulate group 1 metabotropic glutamate receptor function.
基因ID	9456
基因名	HOMER1

Swiss	Q86YM7
别名	HOMER1;HOMER;HOMER1A;HOMER1B;HOMER1C;SYN47;Ves-1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn